

	Especificação de Produto 12-052	Revisão N°.:03 Data da Emissão: 08/11/2024 Data da Revisão: 30/04/2025 Resp.: P&D
---	--	--

Especificação Técnica de Produto

Produto: Curativo Hidrocoloide em Pasta M-TEC

Descrição: O Curativo de Hidrocoloide em Pasta M-TEC é composto de hidrocoloides naturais (goma xantana, goma guar, pectina e carboximetilcelulose sódica), óleo vegetal e glicerina. Que fazem com que o produto interaja com o exsudato da ferida formando um meio úmido favorecendo o processo de cicatrização, propiciando o desbridamento autolítico e permitindo a remoção não traumática do curativo, sem danificar os tecidos recém-formados.

Registro Anvisa N°: 80003300044.

Composição: Caprylic/Capric Triglyceride, Quaternium - 18 Bentonite, Propylene Carbonate, Pectina, Água Purificada, Carboximetilcelulose Sódica, Goma Xantana, Goma Guar, Polibuteno, Glicerina, Óleo de Girassol Ozonizado e Conservantes. **Não contém álcool.**

Indicação: O Curativo Hidrocoloide em Pasta M-TEC é indicado para uso no tratamento de úlceras de pele exsudativas, juntamente com os curativos secundários, incluindo feridas profundas como úlceras de perna, lesões por pressão e úlceras do pé diabético. Usada desta maneira, ela contribui para prolongar a utilização do curativo. Além de em estomas a pasta preenche as cavidades/pregas na pele intacta à volta do estoma. Desse modo, o espaço entre o estoma e a placa de base é selado, o que protege a pele contra os fluidos do estoma.

Características Físico Químicas

Parâmetro	Valor Padrão		Metodologia
	Límite Min.	Límite Máx.	
pH	5,00	6,50	05-019
Aspecto	Pasta marrom clara com alta viscosidade e coesão		Visual
Hidro afinidade Doação (%)	4	-	05-053
Hidro afinidade Absorção (%)	20	-	05-053

Precauções: A utilização inicial deste produto para o tratamento de úlceras de pele deverá ser feita sob supervisão de um profissional da saúde.

A utilização de qualquer curativo oclusivo na presença de material necrótico pode aumentar a extensão e profundidade da ferida durante a fase inicial do tratamento devido à eliminação de restos necróticos. Esta deterioração aparente é acompanhada de uma melhora progressiva.

Em alguns casos, debaixo de uma úlcera de pressão aparentemente superficial pode haver dano tissular profundo. A piora inicial que frequentemente ocorre nestes casos pode parecer traumática, porém não constitui contraindicação de uso do Curativo de Hidrocoloide em Pasta M-Tec.

Em feridas crônicas é comum ocorrer infecção e o uso de curativos oclusivos não é contraindicado nestes casos. Os curativos oclusivos podem ser utilizados sob supervisão médica, terapia antibacteriana adequada e frequente monitorização da ferida.

A utilização de curativos oclusivos pode provocar o desenvolvimento de tecido de granulação em excesso.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Advertências: Não use em indivíduos sensíveis ou que tiveram reações alérgicas a um dos componentes do curativo. Não use como implante cirúrgico. Produto de uso único. Destruir após o uso.

Modo de uso:

Preparação e Limpeza da Ferida

1. Limpar a ferida de acordo com os procedimentos convencionais.
2. Irrigar com solução salina.
3. Secar a pele adjacente cuidadosamente para eliminar qualquer substância gordurosa que possa interferir na aderência do curativo.

Aplicação da Pasta

1. Retirar a tampa. NOTA: Uma pequena quantidade de líquido transparente pode aparecer quando o tubo for aberto. Isto é normal e não significa que o produto esteja deteriorado.
2. Aplicar a pasta na cavidade da ferida. Espalhar, se necessário, usando uma espátula estéril ou um dedo de luva estéril. O nível da pasta na cavidade deve ficar abaixo da superfície do nível da pele ao redor da ferida (o excesso de pasta deve ser removido).
3. Selecionar uma cobertura secundária M-TEC que ultrapasse a borda da ferida em pelo menos 2 cm. Aplicar o curativo secundário sobre a ferida.
4. Em estomas a pasta pode ser aplicada diretamente do tubo sobre a pele, para nivelar dobras profundas da pele, cicatrizes ou superfícies desiguais. Não aplique a pasta sobre toda a área adesiva. Ela também pode ser aplicada diretamente sobre a base adesiva.

NOTA1: Caso necessário, nivele a pasta suavemente alisando com uma espátula ou dedos umedecidos.

	Especificação de Produto 12-052	Revisão N°.:03 Data da Emissão: 08/11/2024 Data da Revisão: 30/04/2025 Resp.: P&D
---	--	--

NOTA2: Após aplicar a base adesiva, assegure um ajuste perfeito ao redor do estoma pressionando a pasta com os dedos.

Remoção da Pasta

O Curativo de Hidrocoloide em Pasta M-TEC gradualmente formará um gel na presença de umidade, que poderá ser removido facilmente com solução salina na troca dos curativos. Não é necessário remover completamente todo o resíduo de curativo que permanecer nas bordas da ferida se um novo curativo for usado.

Em estomas a pasta pode ser facilmente removida com água morna e um pano limpo. Um resíduo oleoso de pasta pode permanecer na pele ao fazer a próxima aplicação. Aconselha-se deixar pequenos resíduos do produto do que correr o risco de irritar a pele tentando uma remoção completa.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Apresentações: Versão com volume de 60g em cartucho com 1 unidade.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

Cód. Missner	Produto	Dimensões	Curativos / Cartucho	Cartuchos / CX Papelão	Código de Barras Unidade	Código de Barras Cartucho	Código de Barras Caixa de Embarque
PA.1463	Curativo Hidrocoloide em Pasta 60g	60g	1	30	7896544926806	7896544926806	17896544926803

Elabora:  Documento assinado digitalmente JULIANA ORZECOWSKI Data: 30/04/2025 15:37:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Aprova:  Documento assinado digitalmente DIONEY NEVES Data: 30/04/2025 15:31:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Dioneý Neves
---	--