

	Especificação de Produto Curativo líquido hemostático 12-043	Revisão N°.:03 Data da Emissão:05/03/24 Data da Revisão: 19/05/25 Resp.: P&D
--	---	---

Produto: Curativo Líquido Hemostático

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe II (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de spray, não estéril.

Indicação: Curativo Líquido Hemostático sem dor pode ser utilizado em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de quedas, ralados, fricção ou cisalhamento.

Cadastro ANVISA N°: 80003309009

Composição: Disiloxane, Dimethicone, Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol, Trimethylsiloxysilicate, Laureth-2, Aqua, Calcium Chloride

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

Precauções: Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de irritação suspenda o uso. O uso do O Curativo Líquido Hemostático sem dor, deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado.

Contraindicações: Curativo Líquido Hemostático sem dor está contraindicado para pacientes que apresentam alergia a algum componente da fórmula.

Instruções de Uso: 1. A pele deve estar limpa e seca antes de aplicar o produto. 2. Evite passar cremes ou óleos no local onde for aplicar o curativo líquido, isso impedirá o Curativo Líquido Hemostático de protegê-la. 3. Borrife a uma distância de 10 centímetros da pele e aguarde a secagem. Repita por 3 vezes. A seguir, faça o mesmo na região ao lado e assim por diante, até proteger toda a área desejada.

	Especificação de Produto Curativo líquido hemostático 12-043	Revisão N°.:03 Data da Emissão:05/03/24 Data da Revisão: 19/05/25 Resp.: P&D
--	---	---

4. Ao aplicar em área de dobras, como entre as nádegas, mantenha as partes separadas até o produto secar para depois retorná-las à posição inicial. 5. Aguarde secar totalmente para colocar um curativo secundário. Reaplicar sempre que necessário.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

<i>Descrição do item</i>	<i>Dimensão</i>	<i>Embalagem primária</i>	<i>Embalagem secundária</i>	<i>Embalagem de transporte</i>
<i>CURATIVO LIQUIDO HEMOSTATICO SHOW DA LUNA 28ML</i>	28 mL	Frasco pet branco + Válvula Spray branca + Lacre termo encolhido	-	Caixa de papelão
<i>CURATIVO LIQUIDO HEMOSTATICO MISSNER 28ML</i>	28 mL	<i>Frasco pet branco + Válvula Spray branca + Lacre termo encolhido</i>	<i>Cartucho de papel</i>	<i>Caixa de papelão</i>

 Um toque de cuidado	Especificação de Produto Curativo líquido hemostático 12-043	Revisão N°.03 Data da Emissão:05/03/24 Data da Revisão: 19/05/25 Resp.: P&D
--	---	--

Apresentação comercial:

Cód. venda	Descrição do item	Volume (mL)	Frasco / CX papelão	Dimensão da caixa (cm)			Cód. Barras EAN 13
				L	C	A	
PA.1531	CURATIVO LIQUIDO HEMOSTATICO SHOW DA LUNA 28ML	28	20	115	144	114	7896544926769
PA.1698	CURATIVO LIQUIDO HEMOSTATICO MISSNER 28ML	28	12	112	149	122	7896544927780

Elaboração: _____ Data: __/__/__ Jaqueline Schlemper	Aprovação: _____ Data: __/__/__ Dionei Neves
--	--