



FITA ADESIVA HOSPITALAR MISSNER

Descrição: Fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado. Adesivo de alto desempenho à base de borracha natural e resinas. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em tubete de papelão, encapado com filme plástico impresso e acondicionado em caixas de papelão. PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC 260 DE 23/09/2002. **Composição:** A Fita Adesiva Hospitalar Missner é confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, impregnado com resinas e uma camada de verniz em uma das faces. Na outra face, é aplicado uma camada de adesivo a base de borracha natural, resinas. **Indicação de uso:** Fixações de ataduras, identificação de seringas, rótulos, soros, fechamento de pacotes a serem esterilizados em autoclave. **Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Este produto não deve ser colado sobre a pele. Produto não estéril. **Embalagem:** O produto se apresenta na forma de rolos, embalados individualmente, acondicionadas em caixas de papelão, com número de lote, data de fabricação, dimensões do produto e validade do produto. **Validade:** 03 anos a contar de sua data de fabricação. Excluem-se, desta garantia, produtos que: Estejam com prazo de validade vencido e/ou do não atendimento das precauções estabelecidas na própria embalagem do produto. **Temperatura de Trabalho:** 40°C. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 0817
PA. 0818

DESCRIÇÃO

Fita Adesiva Hospitalar Missner 16mm x 50m
Fita Adesiva Hospitalar Missner 19mm x 50m

APRESENTAÇÃO

56 unidades
48 unidades

EAN

7896544900080
7896544925489