



FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR MISSNER.

Descrição: Fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado. Adesivo de alto desempenho à base de borracha natural e resinas. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em tubete de papelão, encapado com filme plástico impresso e acondicionado em caixas de papelão.

Composição: Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, impregnado com resinas e uma camada de verniz em uma das faces. Na outra face, é aplicado uma camada de adesivo a base de borracha natural, resinas. Produto não estéril.

Indicação de uso: Fixações de ataduras, identificação de seringas, rótulos, soros, fechamento de pacotes. Temperatura de Trabalho: 40°C.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Este produto não deve ser colado sobre a pele.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Excluem-se, desta garantia, produtos que: Estejam com prazo de validade vencido e/ou do não atendimento das precauções estabelecidas na própria embalagem do produto.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 0817
PA. 0818

DESCRIÇÃO

Fita Adesiva Crepe Hospitalar Missner 16mm x 50m
Fita Adesiva Crepe Hospitalar Missner 19mm x 50m

APRESENTAÇÃO

56 unidades
48 unidades

EAN

7896544900080
7896544925489