

Produto: Esparadrapo Impermeável Hipoalérgico Missner (Isento de látex).

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento.

Cadastro Anvisa N°.: 80003300034

Composição: Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, impermeabilizante a base de resinas acrílicas e adesivo acrílico hipoalergênico.

Cor: branco

Indicação de uso: Curativo secundário para fixação de curativos, cateteres, drenos e ataduras em pele sensível ao látex. Possui impermeabilidade à água, excelente aderência e flexibilidade. Não deixa resíduos de adesivo na pele. Garante maior conforto em fixações que requerem maior aderência.

Precauções: Se necessário, use Removedor de Adesivos Derma Protect, vaselina ou AGE para remoção, não use solventes. A validade condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril.

Advertências: Produto de uso único. Destruir após o uso. Em caso de irritação, suspensa o uso.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

Dimensão	Embalagem Primária	Embalagem Secundária	Embalagem Terciária
1,2cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão
2,5cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão
2,5cm x 0,90m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão
5,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Caixa de papelão	--

Apresentação Comercial:

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE POR CAIXA	DIMENSÕES DA CAIXA (cm)			COD. BARRAS EAN 13	CÓDIGO MISSNER
		Largura	Comprimento	Altura		
Esparadrapo 10cm x 4,5m	24 unidades	23	34	12	7896544900417	PA.0004
Esparadrapo 5,0cm x 4,5m	96 unidades	33,5	43,5	13	7896544900424	PA.0007
Esparadrapo 2,5cm x 4,5m	96 unidades	22,5	34	15,5	7896544900431	PA.0005
Esparadrapo 1,2cm x 4,5m	144 unidades	22,5	34	15,5	7896544900448	PA.0003
Esparadrapo 2,5cm x 0,9m	204 unidades	22,5	34	15,5	7896544900455	PA.0006

Empilhamento máximo das caixas de embarque: 12 caixas

Propriedades Físicas:

Características	MÉTODO		Especificação
TACK (cm)	ASTM D3121	Esp. 05.010	0,5 – 15,0
Força de Desenrolamento (N/25mm)	ASTM D3811	Esp. 05.012	2 - 10
Adesão 180° (N/25mm)	ASTM D3330	Esp. 05.011	4,0 – 10,0
Envelhecimento	ASTM D3611	Esp. 05.014	TACK (cm) 0,5 - 12
		Esp. 05.014	Adesão 180°(N/25mm) 6,0 - 12
Largura (cm)	ASTM D5750	Esp. 05.009	1,2 – 2,5 – 5,0 ou 10
Carretel danificado	Visual	-	Ausência

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
Documento assinado digitalmente gov.br JAQUELINE SCHLEMPER Data: 04/09/2026 08:36:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		DIONEY NEVES:03601649942 Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2026.09.08 22:30:58 -03'00'	