

Missner
Um toque de cuidado

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALÉRGICO MISSNER (ISENTO DE LÁTEX)



ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALÉRGICO MISSNER (ISENTO DE LÁTEX).

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento. **Composição:** Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, impermeabilizante a base de resinas acrílicas e adesivo acrílico hipoalergênico. **Indicação de uso:** Curativo secundário para fixação de curativos, cateteres, drenos e ataduras em pele sensível ao látex. Possui impermeabilidade à água, excelente aderência e flexibilidade. Não deixa resíduos de adesivo na pele. Garante maior conforto em fixações que requerem maior aderência. **Precauções:** Se necessário, use Removedor de Adesivos Derma Protect, vaselina ou AGE para remoção, não use solventes. A validade condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. **Advertências:** Produto de uso único. Destruir após o uso. Em caso de irritação, suspensa o uso. **Cores:** Branco. **Validade:** 2 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300034. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0004	Esparadrapo Hipoalérgico Branco Missner 10cm x 4,5m S/ Látex	24 unidades	7896544900417
PA. 0007	Esparadrapo Hipoalérgico Branco Missner 5,0cm x 4,5m S/ Látex	96 unidades	7896544900424
PA. 0005	Esparadrapo Hipoalérgico Branco Missner 2,5cm x 4,5m S/ Látex	96 unidades	7896544900431
PA. 0003	Esparadrapo Hipoalérgico Branco Missner 1,2cm x 4,5m S/ Látex	144 unidades	7896544900448
PA. 0006	Esparadrapo Hipoalérgico Branco Missner 2,5cm x 90cm S/ Látex	204 unidades	7896544900455