

Missner
Um toque de cuidado

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALÉRGICO MISSNER (ISENTO DE LÁTEX)



ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALÉRGICO MISSNER (ISENTO DE LÁTEX).

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento.

Composição: Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, polietileno branco ou impermeabilizante a base de resinas acrílicas e adesivo acrílico hipoalergênico.

Indicação de uso: Fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação, e que principalmente não possa ter látex em sua composição.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Cores: Branco.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa N°: 80003300006

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0004	Esparadrappo Hipoalérgico Branco Missner 10cm x 4,5m S/ Látex	24 unidades	7896544900417
PA. 0007	Esparadrappo Hipoalérgico Branco Missner 5,0cm x 4,5m S/ Látex	96 unidades	7896544900424
PA. 0005	Esparadrappo Hipoalérgico Branco Missner 2,5cm x 4,5m S/ Látex	96 unidades	7896544900431
PA. 0003	Esparadrappo Hipoalérgico Branco Missner 1,2cm x 4,5m S/ Látex	144 unidades	7896544900448
PA. 0006	Esparadrappo Hipoalérgico Branco Missner 2,5cm x 90cm S/ Látex	204 unidades	7896544900455