

**Produto:** Fita de Silicone Hipoalérgica Missner



**Descrição:** produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada.

**Cadastro Anvisa Nº.:** 80003300021

**Composição:** Não tecido a base de fibras de viscose e adesivo de silicone. Isento de látex natural.

**Indicação de uso:** fixação de curativos secundários, somente para fixação de curativos e dispositivos leves. Indicada para todos os pacientes, principalmente para aqueles com pele frágil, como neonatos e idosos. Indicado para redução de cicatriz hipertrófica e quelóides quando o uso for prolongado. Aplicar sobre a pele e dispositivos secos.

**Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

**Advertências:** em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

**Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação.

**Apresentação / Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
2,5cm x 1,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão
5,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão

**Apresentação comercial:**

Cód. Venda	Descrição do item	Quantidade por caixa	Dimensão da caixa (cm)			Cód. Barras EAN 13
			L	C	A	
PA.1284	Fita de Silicone 2,5x1,5m	24 unidades	16,5	22	7,3	7896544902091
PA.0946	<b>Fita De Silicone Hipoalérgica Missner 5,0cm X 4,5m</b>	<b>24 unidades</b>	<b>16,5</b>	<b>22</b>	<b>11,5</b>	<b>7896544927551</b>
PA.1259	Display Fita de Silicone Azul	10 unidades	12,2	19	10,4	7896544925953

Empilhamento máximo das caixas de embarque: 12 caixas.

**Propriedades Físicas:**

Características	Método		Especificação
TACK (cm)	ASTM D3121	Esp. 05.010	< 20
Adesão 180° (N / 25mm)	ASTM D3330	Esp. 05.011	0,8 – 5,0
Envelhecimento	ASTM D3611	Esp. 05.014	TACK (cm) < 20
		Esp. 05.014	Adesão 180°(N/25mm) 0,8 – 5,0
Largura (cm)	ASTM D5750	Esp. 05.009	2,5
Carretel danificado	Visual	-	Ausência

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__