

Produto: Fita de Silicone Hipoalérgica Missner.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada.

Indicação: fixação de curativos secundários, somente para fixação de curativos e dispositivos leves. Indicada para todos os pacientes, principalmente para aqueles com pele frágil, como neonatos e idosos. Indicado para redução de cicatriz hipertrófica e quelóides quando o uso for prolongado. Aplicar sobre a pele e dispositivos secos.

Registro ANVISA N°: 80003300021

Composição: Não tecido a base de fibras de viscose e adesivo de silicone. Isento de látex natural.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA	EMBALAGEM SECUNDÁRIA	EMBALAGEM DE TRANSPORTE
2,5 x 1,5cm	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão
5,0 x 4,5cm	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Curativos/Cartucho	Cód. Barras EAN 13
			Envoltório
PA. 1284	Fita de Silicone 2,5x1,5m	24 unidades	7896544902091
PA. 0946	Fita De Silicone Hipoalérgica Missner 5,0cm X 4,5m	24 unidades	7896544927551
PA. 1259	Display Fita de Silicone Azul	10 unidades	7896544925953

Empilhamento máximo das caixas de embarque: 12 caixas.

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__