

Produto: Esparadrapo Impermeável Missner.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento.

Indicação: Fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação.

Registro ANVISA N°: 80003300017.

Composição: Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural, lanolina e resinas.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: O produto contém látex natural. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Instruções de Uso: Definir o tamanho de esparadrapo a ser utilizado conforme cada ferida / curativo primário. Rasgue ou corte o esparadrapo e fixe-o sobre a pele e/ou curativo primário. Faça pressão leve a moderada com os dedos sobre o esparadrapo para obter melhor fixação do produto.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO			
Dimensão	Embalagem Primária	Embalagem Secundária	Embalagem Terciária
1,2cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 90cm	Carretel branco + capa plástica rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
5,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Plastificado	Caixa de papelão

Especificação de Produto

Esparadrapo Impermeável Missner
12-001

Revisão N°.:11

Data Emissão: 20/05/16

Data Revisão: 10/09/26

Resp.: P&D

10,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Caixa de papelão	--
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BEGE			
1,2cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 90cm	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
5,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Caixa de papelão	--
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL MARROM			
1,2cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 90cm	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
5,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Caixa de papelão	--
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL ROSA			
2,5cm x 90cm	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Caixa de papelão	--

Apresentação comercial:

Descrição do item	Quantidade por caixa	Dimensões da caixa / cm			Cod. Barras	Código Missner
		Largura	Comprimento	Altura		
Esparadrapo 10x4,5m	24 unidades	23	34	12	7896544910102	PA.0750
Esparadrapo 5,0x4,5m	96 unidades	33,5	43,5	13	7896544910058	PA.0235
Esparadrapo 2,5x4,5m	96 unidades	22,5	34	15,5	7896544925458	PA.0233
Esparadrapo 1,2x4,5m	144 unidades	22,5	34	15,5	7896544900073	PA.0231
Esparadrapo 2,5x90cm	204 unidades	22,5	34	15,5	7896544925014	PA.0234

Esparadrapo Bege 10x4,5m	24 unidades	23	34	12	7896544900318	PA.0014
Esparadrapo Bege 5x4,5m	96 unidades	33,5	43,5	13	7896544900325	PA.0017
Esparadrapo Bege 2,5x4,5m	96 unidades	22,5	34	15,5	7896544900332	PA.0015
Esparadrapo Bege 301,2x4,5m	144 unidades	22,5	34	15,5	7896544900349	PA.0013
Esparadrapo Bege 2,5x90cm	204 unidades	22,5	34	15,5	7896544900356	PA.0016
Esparadrapo Rosa 10x4,5m	24 unidades	23	34	12	7896544902909	PA.0825
Esparadrapo Rosa 2,5cm x 4,5m	96 unidades	22,5	34	15,5	7896544902916	PA.0812
Esparadrapo Marrom 10x4,5m	24 unidades	23	34	12	7896544902572	PA. 1279
Esparadrapo Marrom 5x4,5m	96 unidades	33,5	43,5	13	7896544902565	
Esparadrapo Marrom 2,5x4,5m	96 unidades	22,5	34	15,5	7896544902541	PA. 1280
Esparadrapo Marrom 1,2x4,5m	144 unidades	22,5	34	15,5	7896544902534	PA. 1278
Esparadrapo Marrom 2,5x90cm	204 unidades	22,5	34	15,5	7896544902558	

Empilhamento máximo das caixas de embarque: 12 caixas

Propriedades Físicas:

Características	MÉTODO		Especificação
TACK (cm)	ASTM D3121	Esp. 05.010	0,5 – 15,0
Força de Desenrolamento (N / 25mm)	ASTM D3811	Esp. 05.012	2 - 10
Adesão 180° (N / pol)	ASTM D3330	Esp. 05.011	5,0 - 12,0
Largura (cm)	ASTM D5750	Esp. 05.009	1,2 – 2,5 – 5,0 ou 10
Resistência à Ruptura (N/25mm)	NBR 16506-2	Esp. 05.016	150 - 262
Alongamento (%)	NBR 16506-2	Esp. 05.016	6 - 15
Resistência ao Rasgo (N/25mm)	NBR 16506-2	Esp. 05.016	4 - 12

Impermeabilidade(s)	NBR 16506-2	Esp. 05.057	≥60
----------------------------	--------------------	--------------------	------------

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
 Documento assinado digitalmente JULIANA ORZECOWSKI Data: 11/09/2026 14:34:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		DIONEY NEVES:0360164994 2	Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2026.09.11 14:38:08 -03'00'