



CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA M-TEC.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placas, estéril por radiação gama.

Composição: Composto por uma camada de carboximetilcelulose (CMC), dióxido de silício coloidal, uma camada adesiva de borracha sintética a base de Estireno-Isopreno (SIS), poliisopreno, vaselina, antioxidante, poliisobutileno e resina hidrocarbônica, uma camada absorvente de espuma de polietileno, protegido por um papel silicizado. Isento de látex e gelatina. Indicação de uso: É indicado para o cuidado de feridas úmidas ou baixa exsudação, úlceras dérmicas de espessura parcial ou total, úlceras de pressão, de edema e diabéticas, queimaduras (primeiro e segundo grau), áreas doadoras de pele e enxertos. Indicada para o auxílio na prevenção de lesões por pressão e por pressão a dispositivos ou áreas expostas ao atrito como cotovelos, calcanhares ou área sacral, curativos de estomia para proteger a pele do efluente estomacal.

Precauções: Não reutilize, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do Curativo Hidrocoloide com espuma M-Tec. Não ingerir. Manter afastado de crianças e animais. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não é indicado para controlar sangramentos intensos. Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida a algum componente do curativo. Não use como implante cirúrgico. Não utilize este curativo sozinho para combater feridas infectadas, ele não possui ação antimicrobiana. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa Nº: 80003300028

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO
PA. 1397

DESCRIÇÃO
Curativo Hidrocoloide com Espuma M-Tec 10cm x 10cm

APRESENTAÇÃO
10 unidades

EAN
7896544901728