


- 1 unidade 85g
- Cadastro Anvisa n °: 80003300016
- Validade: 03 anos

Áreas de necrose e esfacelo que exigem reidratação



CURATIVO DE GEL

Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de gel e estéril por Irradiação Gama.

COMPOSIÇÃO

Hidrogel contendo um alto teor de água, propileno glicol, hidróxido de sódio, carbômero, carboximetil celulose sódica (CMC).

INDICAÇÃO

O Curativo de Gel M-Tec é indicado para aplicação nas seguintes feridas necróticas com níveis baixos de exsudato: úlceras por pressão, úlceras diabéticas, úlceras nas pernas, locais de enxertos e doadores, feridas de cavidade, feridas cirúrgicas pós-operatórias, abrasão e lacerações.

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E MODO DE USO

Não use em feridas infectadas, a menos que esteja sob a supervisão de um profissional de saúde. O Curativo de Gel M-Tec não deve ser ingerido e deve ser mantido afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. O Curativo de Gel M-Tec destina-se a uso de curto prazo, até 30 dias

ADVERTÊNCIAS

Não use em pacientes com sensibilidade conhecida ao propileno glicol e em implantes cirúrgicos. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25 °C.

Cadastro Anvisa n °: 80003300016.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

APRESENTAÇÕES / EMBALAGEM

O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	REGISTRO ANVISA	EAN
PA.1402	Curativo de Gel 85g	Caixa com 24 un	80003300016	7896544900080

