



## CURATIVO FLEXÍVEL MISSNER.

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos adesivos, com uma almofada central absorvente, protegidos por um papel siliconizado nas versões: transparente, bege, marrom, estampado (Show da Luna), redondo, extra grande e a prova d'água.

**Composição:** Filme termoplástico, adesivo acrílico hipoalergênico, almofada de fibras sintéticas e camada de polietileno. Isento de látex.

**Indicação de uso:** Curativo indicado para ferimentos e machucados.

**Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

**Advertências:** Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. Produto não estéril.

**Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro Anvisa N°:** 80003300032

**Apresentações:** Os curativos possuem um lado autoadesivo com uma almofada central, perfurados (exceto modelo prova d'água), protegidos por um papel siliconizado em contato com o adesivo. São embalados individualmente em papel grau cirúrgico (não estéril), e posteriormente em cartuchos de papel cartão.

**Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

## CÓDIGO

PA.0698  
PA.0697  
PA.0692  
PA.0691  
PA.0703  
PA.0702  
PA.0701  
PA.1444  
PA.1445  
PA.1446

## DESCRIÇÃO

Curativo Flexível Transparente Missner  
Curativo Flexível Transparente Missner  
Curativo Flexível Bege Missner  
Curativo Flexível Bege Missner  
Curativo Flexível Redondo Missner  
Curativo Flexível Extra Grande Missner  
Curativo Flexível A Prova d'Água Missner  
Curativo Flexível Marrom Missner  
Curativo Flexível Show da Luna Missner  
Curativo Flexível Show da Luna Missner

## APRESENTAÇÃO

10 unidades  
40 unidades  
10 unidades  
40 unidades  
16 unidades  
10 unidades  
15 unidades  
10 unidades  
10 unidades  
40 unidades

## EAN

7896544901278  
7896544901285  
7896544901292  
7896544901308  
7896544901261  
7896544901247  
7896544901254  
7896544925595  
7896544925496  
7896544925502