

Produto: Curativos Flexíveis Missner.

Descrição: Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). E apresentado na forma de curativos adesivos, com uma almofada central absorvente, protegidos por um papel siliconizado nas versões: transparente, bege, marrom, estampado (Show da Luna), redondo, extra grande e a prova d'água.

Indicação: Curativo indicado para ferimentos e machucados.

Registro ANVISA N°: 80003300032.

Composição: Filme termoplástico, adesivo acrílico hipoalergênico, almofada de fibras sintéticas e camada de polietileno. Isento de látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Precauções e Advertências: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

Cód. Venda	Produto	Dimensões do cartucho (mm)			Curativos / Cartucho	Cartuchos / CX Papelão	Cód. Barras EAN 13
		Comprimento	Largura	Altura			
PA.0698	Curativo Flexível Transparente	46	30	100	10	48	7896544901278
PA.0697	Curativo Flexível Transparente	70	30	100	40	48	7896544901285
PA.0692	Curativo Flexível Bege	46	30	100	10	48	7896544901292

PA.0691	Curativo Flexível Bege	70	30	100	40	48	7896544901308
PA.0703	Curativo Flexível Redondo	46	30	100	16	48	7896544901261
PA.0702	Curativo Flexível Extra Grande	46	30	100	10	48	7896544901247
PA.0701	Curativo Flexível A Prova d' Água	46	30	100	15	48	7896544901254
PA.1444	Curativo flexível Marrom	46	30	100	10	48	7896544925595
PA.1445	Curativo flexível Show da Luna	46	30	100	10	48	7896544925496
PA.1446	Curativo flexível Show da Luna	70	30	100	40	48	7896544925502

Elaboi  Documento assinado digitalmente JULIANA ORZECOWSKI Data: 22/04/2026 09:40:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Juliana Orzechowski	Aprovação: DIONEY NEVES:03601649942 Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2026.04.22 09:44:28 -03'00' DioneY Neves
---	--