

Produto: Curativo de Espuma Absorvente de silicone sem bordas adesivas M-TEC



Descrição: O curativo de espuma absorvente possui uma camada de contato com a ferida que é um gel de silicone macio perfurado que permite a remoção indolor, atraumática e permite a passagem do exsudato para a camada de espuma absorvente, evitando o excesso de fluido causando maceração em uma pele saudável.

Indicação: O curativo de Espuma Não Aderente M-TEC é indicado para feridas crônicas e agudas de moderada a alta exsudação. O curativo pode ser usado durante o processo de cicatrização nas seguintes feridas: lesão por pressão, úlceras vasculogênicas, úlceras do pé diabético, lacerações, abrasões, enxertos e feridas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial e feridas profundas como curativo secundário. A Espuma Não Aderente M-TEC é adequada para uso sobre bandagem por compressão.

Registro ANVISA Nº: 80003300037.

Composição: Composto por uma camada perfurada adesiva de silicone, uma espuma hidrófila de poliuretano (PU) e um filme de barreira impermeável de poliuretano (PU), protegidos por um papel siliconizado. Isento de látex

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e/ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um

profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não use em indivíduos com sensibilidade conhecida para filmes ou espumas de poliuretano. Não utilizar com soluções oxidantes, como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois podem danificar o componente absorvente de poliuretano do curativo. Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Modo de uso: Vide folheto de instruções de uso em anexo.

Modo de aplicação:



Validade: 03 anos a partir da data de fabricação

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter seco, longe da luz solar direta e recomenda-se manter em locais com limite de temperatura 0- 40° C.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM	DIMENSÃO	EMBALAGEM PRIMÁRIA
PA.1422	10cm x 10cm	10
PA.1461	15cm x 15cm	5
PA.1458	8cm x 9cm Traquesostomia	10

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__