



FITA DE SILICONE HIPOALÉRGICA AZUL MISSNER.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada.

Composição: Não tecido a base de fibras de viscose e adesivo de silicone. Isento de látex natural.

Indicação de uso: Fixação de curativos secundários, somente para fixação de curativos e dispositivos leves. Indicada para todos os pacientes, principalmente para aqueles com pele frágil, como neonatos e idosos. Indicado para redução de cicatriz hipertrófica e quelóides quando o uso for prolongado. Aplicar sobre a pele e dispositivos secos.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não esteril. Destruir após o uso.

Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Cor: Azul.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa N°: 80003300021

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 1284

PA. 1259

DESCRIÇÃO

Fita de Silicone Hipóalérgica Azul Missner 2,5cm x 1,5m

Fita de Silicone Hipóalérgica Azul Missner 2,5cm x 1,5m (Display)

APRESENTAÇÃO

24 unidades

96 unidades

EAN

7896544902091

7896544910058