

FITA ADESIVA AUTOCLAVE MISSNER

Descrição: Fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado. Adesivo de alto desempenho à base de



borracha natural e resinas. Possui tinta termo reativa e multiparamétrica. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em tubete de papelão, embalado com filme plástico impresso e acondicionado em caixas de papelão. PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC 260 DE 23/09/2002. **Composição:** A Fita Adesiva Autoclave Missner é confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, impregnado com resinas acrílicas e uma tinta termo reativa (isento de chumbo). Em uma das faces, recebe uma camada de verniz e na outra face, é aplicado uma camada de adesivo a base de borracha natural, resinas. Resistente à temperatura e umidade. **Indicação de uso:** Ideal para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave à vapor, funciona como indicadora de esterilização, pois possui tinta termo reativa que, quando submetidas às altas temperaturas, mudam sua coloração de amarelo para marrom. **Observação:** 01 hora em temperatura de 120° a 140°C e pressão de 1,5atm. A tonalidade da cor da fita após esterilização com autoclave a vapor não indica o material está esterilizado. Indica que o processo de esterilização obedeceu aos parâmetros de tempo, temperatura e pressão. **Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Este produto não deve ser colado sobre a pele. Produto não estéril. **Embalagem:** O produto se apresenta na dimensão 19x30 mm. São embalados individualmente, acondicionadas em caixas de papelão devidamente identificadas, com número de lote, data de fabricação, dimensões do produto e validade do produto. **Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação. **Armazenamento:** armazenar em ambiente seco, limpo e ao abrigo do sol. Manter em temperatura de 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) e umidade relativa de 50% ($\pm 5\%$). **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 0816

DESCRIÇÃO

Fita Adesiva Autoclave Missner 19mm x30m

APRESENTAÇÃO

48 unidades

EAN

7896544925465