



CURATIVO DE GEL COM ALGINATO M-TEC.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É um curativo primário, absorvente, apresentado na forma de gel. **Composição:** Hidrogel contendo um alto teor de água, glicerina, goma xantana, carboximetilcelulose sódica (CMC) e alginato (*Ascophyllum nodosum*, conhecido como alga marrom, faz parte da família *Fucaceae*, como a Alga *Laminaria*) de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio. **Indicação de uso:** É indicado para aplicação nas seguintes feridas necróticas com níveis baixos de exsudato: úlceras por pressão, úlceras diabéticas, úlceras nas pernas, locais de enxertos e doadores, feridas de cavidade, feridas cirúrgicas pós-operatórias, abrasão e lacerações. **Precauções:** Não use em feridas infectadas, a menos que esteja sob a supervisão de um profissional de saúde. Não deve ser ingerido e deve ser mantido afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Destina-se a uso de curto prazo, até 30 dias. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C. **Advertências:** Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **Modo de uso:** Vide folheto de instruções de uso. **Validade:** 3 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300016. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA, 1582

DESCRIÇÃO

Curativo de Gel com Alginato M-TEC 85g

APRESENTAÇÃO

1 unidade

EAN

7896544926851