

	Especificação de Produto Protetor Ocular 12-057	Revisão N°.:03 Data Emissão: 21/01/25 Data Revisão: 30/05/25 Resp.: P&D
---	--	---

Produto: Missner Protetor Ocular



Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA).

Indicação: Indicado para tratamento de estrabismo, ambliopia e procedimentos que requerem oclusão dos olhos.

Processo ANVISA N°: 80003300043

Composição: Não tecido de viscose e poliéster, adesivo acrílico hipoalergênico, almofada absorvente de não tecido laminada com filme de poliuretano e liner (papel de proteção).

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Produto Estéril por Óxido de Etileno.

Precauções e Advertências: Somente uso externo. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Evite em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente. Em caso de irritação, descontinue o uso e consulte um médico. Uso único. Destrua após o uso. Não reprocessar. Não compre se a embalagem estiver violada.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

 Um toque de cuidado	Especificação de Produto Protetor Ocular 12-057	Revisão N°.:03 Data Emissão: 21/01/25 Data Revisão: 30/05/25 Resp.: P&D
--	--	--

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

Produto	Dimensão	Embalagem primária	Embalagem secundária	Embalagem de transporte
Curativo Protetor Ocular Missner Adulto Adesivo Acrílico cartucho com 10 unidades + 2 unidades Sensitive	82 mm x 58 mm	Envoltório de papel	Cartucho de papel	Caixa de papelão
Curativo Protetor Ocular Missner Infantil Adesivo Acrílico cartucho com 18 unidades + 2 unidades Sensitive	62 mm x 50 mm	Envoltório de papel	Cartucho de papel	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. venda	Descrição do item	Dimensão	Cartucho / Cx papelão	Dimensão da caixa (cm)			Cód. Barras EAN 13
				L	C	A	
PA.1619	CURATIVO PROTETOR OCULAR MISSNER ADULTO ADESIVO ACRILICO CARTUCHO C/ 12 UNIDADES	82 mm x 58 mm	12	30,1	13,1	11,8	7896544927353
PA.1620	CURATIVO PROTETOR OCULAR MISSNER INFANTIL ADESIVO ACRILICO CARTUCHO C/ 20 UNIDADES	62 mm x 50 mm	12	30,1	13,1	11,8	7896544927346

Documento assinado digitalmente Elaboração gov.br JAQUELINE SCHLEMPER Data: 02/06/2025 11:16:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Data: / / Jaqueline Schlemper	Aprovação: DIONEY NEVES:03601649942 Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2025.06.02 16:14:55 -0300 Data: / / DioneY Neves
--	---