



BANDAGEM ELÁSTICA MISSNER.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado em forma de fita adesiva, não estéril. **Composição:** Tecido de algodão com elastano e adesivo acrílico hipoalérgico. Isento de látex. **Indicação de uso:** Missner Bandagem Elástica Adesiva é indicada para a técnica de Kinesio Taping, para prevenção de lesões recorrentes, reduzir o inchaço, favorecer a drenagem local e diminuir a fadiga muscular, proporcionar suporte estrutural para os músculos, aliviar a dor, prevenir lesões esportivas ou traumáticas, proteger a pele contra fricção, formação de bolhas, pós-operatórios e prevenção de lesões em diversas partes do corpo, grupos musculares diversos, face, entorno de unhas encravadas e proeminências ósseas. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **Precauções:** Não utilizar em feridas abertas, pele lesionada ou irritada. Em caso de diabetes, gravidez, má circulação, lesão nervosa, doenças de pele ou alergia a adesivos, contatar o médico antes da utilização. Testar sensibilidade em uma pequena área da pele. Descontinuar a utilização caso a fita se torne desconfortável ou ocorra sensibilização cutânea. Consultar o médico caso a situação seja grave ou não melhore no prazo de 5 dias. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar dentro do prazo de validade indicado na embalagem. Apenas para uso externo. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa Nº:** 80003300042. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 1614	Bandagem Elástica Adesiva Missner 5cm x 5m bege	24 unidades	7896544927315
PA. 1622	Bandagem Elástica Adesiva Missner 5cm x 5m azul	24 unidades	7896544927360
PA. 1623	Bandagem Elástica Adesiva Missner 5cm x 5m preto	24 unidades	7896544927377