

	Especificação de Produto Protetor Ocular Sensitive 12-056	Revisão N°.:03 Data Emissão: 21/01/25 Data Revisão:30/05/25 Resp.: P&D
--	--	---

Produto: Missner Protetor Ocular Sensitive



Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA).

Indicação: Indicado para tratamento de estrabismo, ambliopia e procedimentos que requerem oclusão dos olhos.

Processo ANVISA Nº: 80003300045

Composição: Não tecido de viscose e poliéster, poliuretano, adesivo de silicone, almofada absorvente de não tecido laminada com filme de poliuretano e liner (papel de proteção).

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Produto Estéril por Óxido de Etileno.

Precauções e Advertências: Somente uso externo. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Evite em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente. Em caso de irritação, descontinue o uso e consulte um médico. Uso único. Destrua após o uso. Não reprocessar. Não compre se a embalagem estiver violada.

 Um toque de cuidado	Especificação de Produto Protetor Ocular Sensitive 12-056	Revisão N°.:03 Data Emissão: 21/01/25 Data Revisão:30/05/25 Resp.: P&D
--	--	---

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

Produto	Dimensão	Embalagem primária	Embalagem secundária	Embalagem de transporte
Protetor ocular adulto	82 mm x 58 mm	Envoltório de papel	Cartucho de papel	Caixa de papelão
Protetor ocular infantil	62 mm x 50 mm	Envoltório de papel	Cartucho de papel	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. venda	Descrição do item	Dimensão	Cartucho / Cx papelão	Dimensão da caixa (cm)			Cód. Barras EAN 13
				L	C	A	
PA.1615	CURATIVO PROTETOR OCULAR MISSNER ADULTO ADESIVO DE SILICONE CARTUCHO 8 UNIDADES	82 mm x 58 mm	12	30,1	13,1	11,80	7896544927322
PA.1616	CURATIVO PROTETOR OCULAR MISSNER INFANTIL ADESIVO DE SILICONE CARTUCHO 14 UNIDADES	62 mm x 50 mm	12	30,1	13,1	11,80	7896544927339

Elaborado por  Jaqueline Schlemper	Documento assinado digitalmente JAQUELINE SCHLEMPER Data: 02/06/2025 11:16:54-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Aprovação: _____ Data: __/__/__ DIONEY NEVES:03601649942 Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2025.06.02 16:15:27 -03'00'
---	---	--