



PROTETOR OCULAR SENSITIVE.

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). **Indicação:** Indicado para tratamento de estrabismo, ambliopia e procedimentos que requerem oclusão dos olhos. **Composição:** Não tecido de viscosa e poliéster, poliuretano, adesivo de silicone, almofada absorvente de não tecido laminada com filme de poliuretano e liner (papel de proteção). **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. **Precauções e Advertências:** Somente uso externo. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Evite em pessoas com histórico de reação alérgica a qualquer componente. Em caso de irritação, descontinue o uso e consulte um médico. Uso único. Destrua após o uso. Não reprocessar. Não compre se a embalagem estiver violada. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Registro Anvisa Nº:** 80003300045. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA.1615	Curativo Protetor Ocular Missner Adulto Adesivo de Silicone	caixa 24 cartuchos com 8 unidades	7896544927322
PA.1616	Curativo Protetor Ocular Missner Infantil Adesivo de Silicone	caixa 24 cartuchos com 14 unidades	7896544927339