

	Especificação de Produto Bandagem elástica adesiva 12-054	Revisão N°.:01 Data Emissão: 14/01/25 Data Revisão: 04/04/25 Resp.: P&D
--	--	--

Especificação Técnica de Produto

Produto: Missner Bandagem Elástica Adesiva



Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado em forma de fita adesiva, não estéril.

Indicação: Missner Bandagem Elástica Adesiva é indicada para a técnica de Kinesio Taping, para prevenção de lesões reincidentes, reduzir o inchaço, favorecer a drenagem local e diminuir a fadiga muscular, proporcionar suporte estrutural para os músculos, aliviar a dor, prevenir lesões esportivas ou traumáticas, proteger a pele contra fricção, formação de bolhas, pós-operatórios e prevenção de lesões em diversas partes do corpo, grupos musculares diversos, face, entorno de unhas encravadas e proeminências ósseas.

Processo ANVISA N°: 80003300042

Composição: Tecido de algodão com elastano (**95% algodão + 5% elastano**) e adesivo acrílico hipoalérgico. Isento de látex.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: Não utilizar em feridas abertas, pele lesionada ou irritada. Em caso de diabetes, gravidez, má circulação, lesão nervosa, doenças de pele ou alergia a adesivos, contatar o médico antes da utilização. Testar sensibilidade em uma pequena área da pele. Descontinuar a utilização caso a fita se torne desconfortável ou ocorra sensibilização

 Um toque de cuidado	Especificação de Produto Bandagem elástica adesiva 12-054	Revisão N°.01 Data Emissão: 14/01/25 Data Revisão: 04/04/25 Resp.: P&D
--	--	---

cutânea. Consultar o médico caso a situação seja grave ou não melhore no prazo de 5 dias.
Manter fora do alcance das crianças. Utilizar dentro do prazo de validade indicado na embalagem. Apenas para uso externo.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

Dimensão	Embalagem primária	Embalagem de transporte
5cm x 5m	Cartucho de papel	Caixa de papelão

Apresentação comercial:

Cód. venda	Descrição do item	Dimensão	Cartucho / Cx papelão	Dimensão da caixa (cm)			Cód. Barras EAN 13
				L	C	A	
PA.1614	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA MISSNER 5 CM X 5 M BEGE	5 cm x 5m	24	26,1	13,6	16,3	7896544927315
PA.1622	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA MISSNER 5 CM X 5 M AZUL	5 cm x 5m	24	26,1	13,6	16,3	7896544927360
PA.1623	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA MISSNER 5 CM X 5 M PRETO	5 cm x 5m	24	26,1	13,6	16,3	7896544927377

Elaboração: _____ Jaqueline Schlemper	Data: __/__/__ Aprovação: _____ Dionei Neves
--	--