

Produto: FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA MISSNER



Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui alta porosidade, permitindo a respiração da pele e evitando a maceração da mesma.

Indicação: fixação de curativos secundários, fixação e cateteres, sondas, drenos, ponto falso, proteção de cortes, principalmente para peles sensíveis e frágeis.

Registro ANVISA N°: 80003300024

Composição: Tecido não tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrílico hipoalergênico.

Cores: Branca, Bege, Marrom e Estampadas.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Apresentação / Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e embalagens conforme tabela abaixo:

FITA MICROPOROSA BRANCA			
Dimensão	Embalagem Primária	Embalagem Secundária	Embalagem Terciária
1,2 cm x 4,5 m e 1,2 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5 cm x 4,5 m e 2,5 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 0,90 cm	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
5,0 cm x 4,5 m e 5,0 cm x 10 m	Carretel branco+ capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5 m e 10,0 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Caixa de papelão	--
FITA MICROPOROSA BEGE			
1,2 cm x 4,5 m e 1,2 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5 cm x 4,5 m e 2,5 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 0,90 cm	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
5,0 cm x 4,5 m e 5,0 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5 m e 10,0 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Caixa de papelão	--
FITA MICROPOROSA MARROM			
1,2 cm x 4,5 m e 1,2 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5 cm x 4,5 m e 2,5 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
2,5cm x 0,90 cm	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
5,0 cm x 4,5 m e 5,0 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Plastificado	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5m e 10,0 cm x 10 m	Carretel branco + capa plástica branca rotulada	Caixa de papelão	--

FITA MICROPOROSA SHOW DA LUNA

2,5cm x 3,0 m

Carretel branco + capa
plástica branca rotulada

Plastificado

Caixa de
papelão

CÓD. MISSNER	MODELO	CX EMBARQUE	DIMENSÕES DA CAIXA / CM			COD BARRAS
			LARGURA	Comprimento	ALTURA	
PA. 0573	Fita Microporosa 10x4,5	24 unidades	24	34,5	12	7896544900158
PA. 0578	Fita Microporosa 5,0X4,5	96 unidades	33,5	44,5	13	7896544900165
PA. 0575	Fita Microporosa 2,5X4,5	96 unidades	22,5	35	15,5	7896544900097
PA. 0571	Fita Microporosa 1,2X4,5	144 unidades	22,5	35	15,5	7896544900011
PA. 0576	Fita Microporosa 2,5X0,9	204 unidades	22,5	35	15,5	7896544900103
PA. 0570	Fita Microporosa 1,2X10	144 unidades	22,5	35	15,5	7896544900134
PA. 0574	Fita Microporosa 2,5X10	96 unidades	22,5	35	15,5	7896544900127
PA. 0577	Fita Microporosa 5,0X10	96 unidades	33,5	44,5	13	7896544900110
PA. 0572	Fita Microporosa 10X10	24 unidades	24	34,5	12	7896544900141
PA. 0371	Fita Microporosa Bege 10X4,5	24 unidades	24	34,5	12	7896544900295
PA. 0376	Fita Microporosa Bege 5,0X4,5	96 unidades	33,5	44,5	13	7896544900257
PA. 0373	Fita Microporosa Bege 2,5X4,5	96 unidades	22,5	35	15,5	7896544900264
PA. 0369	Fita Microporosa Bege 1,2X4,5	144 unidades	22,5	35	15,5	7896544900288
PA. 0374	Fita Microporosa Bege 2,5X0,9	204 unidades	22,5	35	15,5	7896544900271
PA. 0368	Fita Microporosa Bege 1,2X10	144 unidades	22,5	35	15,5	7896544900240
PA. 0372	Fita Microporosa Bege 2,5X10	96 unidades	22,5	35	15,5	7896544900223
PA. 0375	Fita Microporosa Bege 5,0X10	96 unidades	33,5	44,5	13	7896544900226
PA. 0370	Fita Microporosa Bege 10X10	24 unidades	24	34,5	12	7896544900066

Especificação de Produto
Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalérgica
Missner
12-004

Revisão N°. 10
 Data Emissão: 20/05/16
 Data Revisão: 19/05/26
 Resp.: P&D

CÓD. MISSNER	MODELO	CX EMBARQUE	DIMENSÕES DA CAIXA / CM			COD BARRAS
			LARGURA	Comprimento	ALTURA	
	Fita Microporosa Marrom 10X4,5	24 unidades	24	34,5	12	7896544902626
	Fita Microporosa Marrom 5,0X4,5	96 unidades	33,5	44,5	13	7896544902619
PA. 1265	Fita Microporosa Marrom morena 2,5X4,5	96 unidades	22,5	35	15,5	7896544902596
	Fita Microporosa Marrom 1,2X4,5	144 unidades	22,5	35	15,5	7896544902589
	Fita Microporosa Marrom 2,5X0,9	204 unidades	22,5	35	15,5	7896544902602
PA.1313	Fita microporosa Show da Luna 2,5x3,0	24 unidades	24	34,5	12	7896544925588

Empilhamento máximo das caixas de embarque: 12 caixas.

Propriedades Físicas:

Características	Método		Especificação
TACK (cm)	ASTM D3121	Esp. 05.010	< 20
Força de Desenrolamento (N/25mm)	ASTM D3811	Esp. 05.012	0,4 – 5,0
Adesão 180° (N/25mm)	ASTM D3330	Esp. 05.011	2,5 – 6,0
Largura (cm)	ASTM D5750	Esp. 05.009	1,2 – 2,5 – 5,0 ou 10

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
Documento assinado digitalmente gov.br JAQUELINE SCHLEMPER Data: 19/05/2026 11:39:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Jaqueline Schlemper		DIONEY NEVES:03601649942 Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2026.05.19 21:04:36 -03'00' Dioney Neves	