

FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA MISSNER

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui alta porosidade, permitindo a respiração da pele e evitando a maceração da mesma. **Composição:** Tecido não tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrílico hipoalergênico. **Indicação de uso:** Fixação de curativos secundários, fixação e cateteres, sondas, drenos, ponto falso, proteção de cortes, principalmente para peles sensíveis e frágeis. **Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso. **Advertências:** Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. **Cores:** Branca, Bege, Marrom e Estampadas. **Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300024. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0573	Fita Microporosa Branca Missner 10cm x 4,5m	24 unidades	7896544900158
PA. 0578	Fita Microporosa Branca Missner 5,0cm X 4,5m	96 unidades	7896544900165
PA. 0575	Fita Microporosa Branca Missner 2,5cm X 4,5m	96 unidades	7896544900097
PA. 0571	Fita Microporosa Branca Missner 1,2cm X 4,5m	144 unidades	7896544900011
PA. 0576	Fita Microporosa Branca Missner 2,5cm X 90cm	24 unidades	7896544900103
PA. 0570	Fita Microporosa Branca Missner 1,2cm X 10m	96 unidades	7896544900134
PA. 0574	Fita Microporosa Branca Missner 2,5cm X 10m	96 unidades	7896544900127
PA. 0577	Fita Microporosa Branca Missner 5,0cm X 10m	96 unidades	7896544900110
PA. 0572	Fita Microporosa Branca Missner 10cm X 10m	24 unidades	7896544900141
PA. 0371	Fita Microporosa Bege Missner 10cm X 4,5m	24 unidades	7896544900295
PA. 0376	Fita Microporosa Bege Missner 5,0cm X 4,5m	96 unidades	7896544900257
PA. 0373	Fita Microporosa Bege Missner 2,5cm X 4,5m	96 unidades	7896544900264
PA. 0369	Fita Microporosa Bege Missner 1,2cm X 4,5m	144 unidades	7896544900288
PA. 0374	Fita Microporosa Bege Missner 2,5cm X 90cm	204 unidades	7896544900271
PA. 0368	Fita Microporosa Bege Missner 1,2cm X 10m	144 unidades	7896544900240
PA. 0372	Fita Microporosa Bege Missner 2,5cm X 10m	96 unidades	7896544900223
PA. 0375	Fita Microporosa Bege Missner 5,0cm X 10m	96 unidades	7896544900226
PA. 0370	Fita Microporosa Bege Missner 10cm X 10m	24 unidades	7896544900066
PA. 1265	Fita Microporosa Marrom Missner 2,5cm X 4,5m	96 unidades	7896544902596
PA. 1313	Fita Microporosa Show da Luna Missner 2,5cm x 3,0m	24 unidades	7896544925588

Missner
Um toque de cuidado

FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA MISSNER

