

Produto: Fita Transparente Hipoalérgica Missner

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui microperfurações para facilitar e orientar o rasgo manual, e adesivo acrílico hipoalergênico (isento de látex de origem natural).

Cadastro Anvisa N°: 80003300027

Composição: Fita adesiva composta por filme termoplástico micro perfurado e adesivo acrílico hipoalergênico.

Indicação de uso: fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação, em regiões de pele sensível. Indicado para cirurgias estéticas devido ao produto ser mais discreto.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

Dimensão	Embalagem Primária	Embalagem Secundária	Embalagem Terciária
2,5cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Filme plástico termo encolhido	Caixa de papelão
10,0cm x 4,5m	Carretel branco + capa plástica rotulada	Caixa de papelão	--

Apresentação Comercial:

Descrição Do Item	Quantidade Por Caixa	Dimensões Da Caixa (cm)			Cod. Barras Ean 13	Cód. Missner
		Largura	Comprimento	Altura		
Fita Transparente 10x4,5m	24 unidades	23	34	12	7896544900363	PA.0819

Fita Transparente 2,5x4,5m	96 unidades	22,5	34	15,5	7896544900387	PA.0820
----------------------------------	-------------	------	----	------	---------------	---------

Empilhamento máximo das caixas de embarque: 12 caixas

Propriedades Físicas:

Características	Método		Especificação
TACK (cm)	ASTM D3121	Esp. 05.010	≤ 30
Força de Desenrolamento (N / 25mm)	ASTM D3811	Esp. 05.012	$1 \pm 0,5$
Adesão 180° (N/pol)	ASTM D3330	Esp. 05.011	6 ± 2
Envelhecimento	ASTM D3611	Esp. 05.014	TACK (cm) ≤ 30
		Esp. 05.014	Adesão 180°(N/25mm) 6 ± 2
Largura (cm)	ASTM D5750	Esp. 05.009	2,5 ou 10
Carretel danificado	Visual	-	Ausência

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
Documento assinado digitalmente  JAQUELINE SCHLEMPER Data: 04/09/2026 08:36:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		DIONEY NEVES:03601649942 Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2026.09.08 22:32:25 -03'00'	