



## FITA TRANSPARENTE HIPOALÉRGICA MISSNER.

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui microperfurações para facilitar e orientar o rasgo manual, e adesivo acrílico hipoalergênico ( isento de látex de origem natural ).

**Composição:** Fita adesiva composta por filme termoplástico micro perfurado e adesivo acrílico hipoalergênico.

**Indicação de uso:** Fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação, em regiões de pele sensível. Indicado para cirurgias estéticas devido ao produto ser mais discreto.

**Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

**Advertências:** Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

**Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro Anvisa Nº:** 80003300027

**Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0819	Fita Transparente Hipoalérgica Missner 10cm x 4,5m	24 unidades	7896544900363
PA. 0820	Fita Transparente Hipoalérgica Missner 2,5cm x 4,5m	96 unidades	7896544900387