

Missner

Um toque de cuidado

FITA TRANSPARENTE HIPOALÉRGICA MISSNER



FITA TRANSPARENTE HIPOALÉRGICA MISSNER.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui microperfurações para facilitar e orientar o rasgo manual, e adesivo acrílico hipoalergênico (isento de látex de origem natural). **Composição:** Fita adesiva composta por filme termoplástico micro perfurado e adesivo acrílico hipoalergênico. **Indicação de uso:** Fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação, em regiões de pele sensível. Indicado para cirurgias estéticas devido ao produto ser mais discreto. **Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso. **Advertências:** Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Cadastro Anvisa Nº:** 80003300027. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 0819
PA. 0820

DESCRIÇÃO

Fita Transparente Hipoalérgica Missner 10cm x 4,5m
Fita Transparente Hipoalérgica Missner 2,5cm x 4,5m

APRESENTAÇÃO

24 unidades
96 unidades

EAN

7896544900363
7896544900387