

Produto: Fita protetora para os pés



Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo, não estéril.

Cadastro Anvisa N°: 80003300027

Composição: Filme fino transparente com adesivo hipoalérgico. Isento de Látex.

Precauções: Não reutilizar o produto para que não cause contaminação. Se ocorrer inchaço no local de aplicação da fita, afrouxe e aperte novamente ou substitua a fita para aliviar a tensão

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Advertências: Não use em uma ferida infectada a menos que sob supervisão médica. Não use em caso de sensibilidade a qualquer um dos componentes da fita e adesivos médicos.


Modo de uso: Aplicar em pele limpa e seca. Cortar uma parte da fita e aplicar sobre a região desejada.

Validade: 05 anos a partir da data de fabricação.

Apresentações: Um cartucho com uma unidade da fita transparente de 2,5cm x 3,0m.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

Cód. Venda	Produto	Dimensões	Curativos / Cartucho	Cartuchos / CX Papelão	Cód. Barras EAN 13 Cartucho
PA.0822	Fita Protetora para os Pés 2,5cm x 3,0m	2,5cm x 3,0 m	1	1	7896544901315

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__
 Documento assinado digitalmente JAQUELINE SCHLEMPER Data: 04/09/2026 08:38:23-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br		 Assinado de forma digital por DIONEY NEVES:03601649942 Dados: 2026.09.08 22:30:10 -03'00'	