

Produto: Curativo em Gel com Alginato M-TEC



Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de gel.

Registro Anvisa N°: 80003300016

Composição: Hidrogel contendo um alto teor de água, glicerina, goma xantana, carboximetil celulose sódica (CMC) e alginato (*Ascophyllum nodosum*, conhecido como alga marrom, faz parte da família *Fucales*, como a *Alga laminaria*) de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio.

Indicação: O Curativo em Gel M-TEC é indicado para aplicação nas seguintes feridas necróticas com níveis baixos de exsudato: úlceras por pressão, úlceras diabéticas, úlceras nas pernas, locais de enxertos e doadores, feridas de cavidade, feridas cirúrgicas pós-operatórias, abrasão e lacerações.

Precauções: Não use em feridas infectadas, a menos que esteja sob a supervisão de um profissional de saúde. O Curativo de Gel M-TEC não deve ser ingerido e deve ser mantido afastado de crianças e animais. Para uso sob orientação de um profissional de saúde. O Curativo em Gel M-TEC destina-se a uso de curto prazo, até 30 dias.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Advertências: Produto de uso único. Destruir após o uso. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Modo de uso: Vide folheto de instruções de uso.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.

Apresentações: Em cartucho com 1 unidade no volume de 85g.

Apresentação comercial:

Cód. Venda	Descrição do item	Volume (g)	Curativos / Cartucho	Cartuchos / Cx Papelão	Código de Barras Unidade/Cartucho	Código de Barras Caixa de Embarque
PA.1582	Curativo em gel M-TEC com Alginato 85g	85	1	24	7896544926851	17896544926858

Elaboração:	Data: __/__/__	Aprovação:	Data: __/__/__