



## FITA PROTETORA PARA OS PÉS MISSNER.

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo, não estéril. **Composição:** Filme fino transparente com adesivo hipoalérgico. Isento de Látex. **Precauções:** Não reutilizar o produto para que não cause contaminação. Se ocorrer inchaço no local de aplicação da fita, afrouxe e aperte novamente ou substitua a fita para aliviar a tensão. **Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C. **Advertências:** Não use em uma ferida infectada a menos que sob supervisão médica. Não use em caso de sensibilidade a qualquer um dos componentes da fita e adesivos médicos. **Modo de uso:** Aplicar em pele limpa e seca. Cortar uma parte da fita e aplicar sobre a região desejada. **Validade:** 05 anos a partir da data de fabricação. **Apresentações:** Um cartucho com uma unidade da fita transparente de 2,5cm x 3,0m. **Cadastro Anvisa N°:** 80003300027. **Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA. 0822	Fita Protetora para os Pés Missner 2,5cm x 3,0m	1 unidade	7896544901315