

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Curativo Flexível Bege Missner

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos adesivos, com uma almofada central absorvente, protegidos por um papel siliconizado.

Composição: Filme termoplástico, adesivo acrílico hipoalergênico, almofada de fibras sintéticas e camada de polietileno. Isento de látex.

Cor: Bege.

Indicação de uso: Curativo indicado para ferimentos e machucados.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. Produto não estéril.

Validade: 03 anos a partir da data de fabricação.



REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0692	Curativo Flexível Bege Missner	CX c/ 48 cartuchos com 10 unid.	7896544901292	80003300018

