

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

### Curativo Flexível Bege Missner

**Descrição:** Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos adesivos, com uma almofada central absorvente, protegidos por um papel siliconizado.

**Composição:** Filme termoplástico, adesivo acrílico hipoalergênico, almofada de fibras sintéticas e camada de polietileno. Isento de látex.

**Cor:** Bege.

**Indicação de uso:** Curativo indicado para ferimentos e machucados.

**Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

**Advertências:** Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde. Produto não estéril.

**Validade:** 03 anos a partir da data de fabricação.



## REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0691	Curativo Flexível Bege Missner	CX c/ 48 cartuchos com 40 unid.	7896544901308	80003300018

