

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Fita de Silicone Hipoalérgica Missner (Display)

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I. É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada.

Composição: Não tecido a base de fibras de viscose e adesivo de silicone. Isento de látex natural.

Indicação de uso: Fixação de curativos secundários, somente para fixação de curativos e dispositivos leves. Indicada para todos os pacientes, principalmente para aqueles com pele frágil, como neonatos e idosos. Indicado para redução de cicatriz hipertrófica e quelóides quando o uso for prolongado. Aplicar sobre a pele e dispositivos secos.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.



REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.1295	Fita de Silicone Hipoalérgica Branca Missner Display- 2,5cm x 1,5m.	2 displays com 12 unidades	7896544902091	80003300021

