

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

### ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO MISSNER

**Descrição:** produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento.

**Cores:** Branca.

**Composição:** Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas.

**Indicação de uso:** fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação.

**Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

**Advertências:** O produto contém látex natural. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

**Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação.



### REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0231	Esparadrapo Impermeável Branco Missner 1,2cmx4,5m	CX C/144 unidades	7896544900073	80003300017

