

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO MISSNER

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui as bordas serrilhadas para facilitar o rasgo manual, e uma camada altamente impermeabilizante na parte superior, evitando que água e contaminantes externos penetrem no ferimento.

Cores: Branca.

Composição: Fita adesiva composta por tecido 100% algodão, tratado com resinas acrílicas, adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resinas.

Indicação de uso: fixação de curativos secundários, sondas, drenos, dispositivos de infusão intravenosa, cateteres, e outros procedimentos clínicos que exijam fixação.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: O produto contém látex natural. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.



REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0234	Esparadrapo Impermeável Branco Missner 2,5cmx90Cm	CX C/204 unidades	7896544925014	80003300017

