

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGICA MISSNER

Descrição: produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui alta porosidade, permitindo a respiração da pele e evitando a maceração da mesma.

Cores: Branco.

Composição: : Tecido não tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrílico hipoalergênico

Indicação de uso: Fixação de curativos secundários, fixação e cateteres, sondas, drenos, ponto falso, proteção de cortes, principalmente para peles sensíveis e frágeis.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

Advertências: Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.



REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0571	Fita Microporosa Branca Missner 1,2cm x 4,5m.	CX C/144 unidades	7896544900011	80003300024

