

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR MISSNER

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em tubete de papelão, encapado com filme plástico impresso e acondicionado em caixas de papelão.

Composição: A Fita Adesiva Hospitalar é confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, impregnado com resinas e uma camada de verniz em uma das faces. Na outra face, é aplicado uma camada de adesivo a base de borracha natural, resinas.

Indicação de uso: Fixações de ataduras, identificação de seringas, rótulos, soros, fechamento de pacotes a serem esterilizados em autoclave.

Precauções: A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Este produto não deve ser colado sobre a pele. Produto não estéril.

Validade: 03 anos à contar de sua data de fabricação. Excluem-se, desta garantia, produtos que: Estejam com prazo de validade vencido e/ou do não atendimento das precauções estabelecidas na própria embalagem do produto.



REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0817	Fita Adesiva Crepe Hospitalar Missner 16mm x 50m.	CX 56 unid.	7896544925472	80876470001

