

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

### FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGICA MISSNER

**Descrição:** produto correlato médico hospitalar, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de rolo cortado e rebobinado em carretel plástico, encapado com capa plástica devidamente identificada e embalada em caixa de papelão também identificada. Possui alta porosidade, permitindo a respiração da pele e evitando a maceração da mesma.

**Cores:** Branco.

**Composição:** : Tecido não tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrílico hipoalergênico

**Indicação de uso:** Fixação de curativos secundários, fixação e cateteres, sondas, drenos, ponto falso, proteção de cortes, principalmente para peles sensíveis e frágeis.

**Precauções:** A durabilidade deste produto condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto não estéril. Destruir após o uso.

**Advertências:** Em caso de irritação, suspenda o uso e procure um profissional da saúde.

**Validade:** 02 anos a partir da data de fabricação.



## REFERÊNCIAS

Código	Descrição	Apresentação	Referência	ANVISA
PA.0575	Fita Microporosa Branca Missner 2,5cm x 4,5m.	CX C/96 unidades	7896544900097	80003300024

